

Specifiche	ABU52 Titolatore Manuale	TIM550 Titolatore Karl Fischer
		
Numero di metodi	N/A	50
Modi di Titolazione		1
End Point	Manuale, tramite Tastiera PC (opzionale)	
Modalità dedicata Karl Fischer		
pH-mV Stat		
pH/mV/Temperatura		
Polarizzatore		
Potenz. Differenziale		
Modo "Reprocessing"	N/A	
Librerie Burette ed Elettrodi	(30 burette + 30 elettrodi)	
Calcolo Risultati	N/A	
Statistiche	N/A	
Display Curva ON-LINE		
Display Derivata Prima ON-LINE		
Memorizz. Ultima curva di titolazione	N/A	Ultimi 200 risultati completi di analisi (GLP)
Tastiera Alfanumerica per ID campione, Nome Metodo/Operatore		
Numero Massimo Burette Titolanti	2	1
Numero Massimo elettrodi	2 pH/ISE 1 REF 1 T°	1
Connessione alla nuova linea TIM8xx		N/A